


# Brassard Acumen IQ

## Guide d'installation


Figure 1



- 1<sup>re</sup> étape : Insérer le module HemoSphere ClearSight **D** dans la grande fente du moniteur prévue à cet effet **E**. Le module émet un clic lorsqu'il est correctement enclenché. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre en marche le moniteur avancé HemoSphere.
- 2<sup>e</sup> étape : Sélectionner le bouton « new patient » (nouveau patient) et saisir les données du patient, puis sélectionner le bouton « non invasive » (non invasif) dans la fenêtre « monitoring mode selection » (sélection du mode de surveillance).
- 3<sup>e</sup> étape : Connecter le dispositif de surveillance de pression **B** au module HemoSphere ClearSight **D** puis enrouler le bracelet de surveillance de pression autour du poignet du patient (l'un ou l'autre poignet peut être utilisé), en fixant le dispositif de surveillance de pression au bracelet (Figure 2).



Balayer le code QR pour obtenir une vidéo de ces instructions d'installation.




- 4<sup>e</sup> étape : Choisir la bonne taille du manchon de doigt à l'aide de l'outil de mesure de la taille du manchon de doigt Acumen IQ; les meilleurs résultats sont obtenus sur le majeur, l'annulaire ou l'index (Figure 3).

Figure 3



- 5<sup>e</sup> étape : Ouvrir le manchon et placer le doigt entre les lignes, le manchon étant centré entre les deuxième et troisième articulations (Figure 4).


Figure 4



- 6<sup>e</sup> étape : Passer délicatement le câble du manchon entre les deux doigts (Figure 4).


- 7<sup>e</sup> étape : Enrouler fermement le manchon autour du doigt; ne pas tourner le manchon après l'application (Figure 5).

Figure 5




- 8<sup>e</sup> étape : Connecter le manchon de doigt **C** au dispositif de surveillance de pression **B** (Figure 6).

Figure 6




- 9<sup>e</sup> étape : Connecter le capteur de référence cardiaque **A** au dispositif de surveillance de pression **B** (Figure 7).

Figure 7




- 10<sup>e</sup> étape : Aligner verticalement la ligne aux deux extrémités du capteur de référence cardiaque et toucher le bouton « zero » (zéro) à l'écran, puis attendre l'indication à l'écran que le capteur de référence cardiaque a été mis à zéro (Figure 8).

Figure 8



- 11<sup>e</sup> étape : Appliquer l'extrémité cardiaque du capteur de référence cardiaque au patient au niveau de l'axe phlébostatique à l'aide d'une attache de capteur de référence cardiaque (Figure 9) et fixer l'autre extrémité du capteur de référence cardiaque au manchon de doigt (Figure 10).


Figure 9



- 12<sup>e</sup> étape : Toucher l'icône de démarrage de la surveillance  dans la barre de navigation pour commencer la surveillance.


- 13<sup>e</sup> étape : Toucher l'icône d'accueil  pour revenir à l'écran principal de surveillance.


Figure 10



# Plate-forme de surveillance avancée HemoSphere

## Navigation dans le système

- 1<sup>re</sup> étape : Toucher l'icône des paramètres  et choisir l'onglet « Select Screens » (sélectionner les écrans)  pour sélectionner la vue de l'écran de surveillance souhaitée.
- 2<sup>e</sup> étape : Les icônes de paramètres sont situées sur le côté droit de l'écran de surveillance. Pour modifier le paramètre, toucher l'étiquette du paramètre affiché. Le menu de configuration des icônes affiche le paramètre sélectionné en couleur. Les paramètres disponibles apparaissent à l'écran sans surbrillance; toucher n'importe quel paramètre pour sélectionner le paramètre de remplacement.



- 3<sup>e</sup> étape : Pour régler les alarmes/cibles, toucher l'icône des « settings » (réglages)  -> « advanced setup » (configuration avancée) (mot de passe de configuration avancée : 55555555) -> « parameter settings » (réglage des paramètres) -> « alarms and targets » (alarmes et cibles).
- 4<sup>e</sup> étape : Si désiré, les sorties du moniteur avancé HemoSphere peuvent être connectées à un moniteur de chevet et un second câble de pression peut être ajouté (voir le guide de dépannage).

**AVERTISSEMENT :** La loi fédérale (États-Unis) prévoit que ce dispositif ne puisse être délivré que sur ordonnance médicale ou ne puisse être vendu que par un médecin. Veuillez consulter le mode d'emploi pour connaître l'ensemble des renseignements sur la prescription, y compris les indications, les contre-indications, les mises en garde, les précautions d'utilisation et les événements indésirables.

Edwards, Edwards Lifesciences, le logo E stylisé, Acumen, Acumen IQ, ClearSight et HemoSphere sont des marques de commerce d'Edwards Lifesciences Corporation ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2021 Edwards Lifesciences Corporation. Tous droits réservés. PP-US-6149 v1.0

Edwards Lifesciences • One Edwards Way, Irvine CA 92614 États-Unis • edwards.com

