

# Support TruClip

Une solution efficace pour votre flux de travail clinique en matière de surveillance de la pression.



Le support TruClip offre une organisation rationalisée et efficace du capteur, du transducteur et du réservoir qui peut être utilisée dans le continuum de soins – du bloc opératoire à l'unité de soins intensifs.


## Simple, pratique et facile à utiliser

Le support TruClip se fixe rapidement à une grande variété de potences IV et peut contenir jusqu'à sept dispositifs de surveillance de la pression Edwards Lifesciences, de pression artérielle, de débit cardiaque (APCO) et de prélèvement sanguin.

La conception du support TruClip facilite la mise en place rapide en remplaçant les supports traditionnels à pince en C qui nécessitent deux mains pour être utilisés. Une simple action de serrage et de relâchement permet une utilisation d'une seule main pour un montage efficace et des ajustements rapides dans des situations où le temps est compté. Le support réutilisable TruClip est facile à utiliser, sa prise en main est fiable et il est adaptable à toute une série de services.

## Comprend :

- Inserts avec code de couleur
- Poignées en caoutchouc améliorées
- Conception qui s'adapte à une plus grande variété de potences IV
- Quatre espaces de montage à l'avant
- Trois espaces de montage au dos



## Organisation efficace

Le support TruClip comprend des inserts à code de couleur pour faciliter l'identification des lignes de transducteurs de pression à usage unique (DPT).



## Peut contenir jusqu'à sept appareils Edwards.

Le support TruClip est configuré pour une organisation efficace des dispositifs de surveillance de la pression et de prélèvement sanguin. Quatre espaces de montage à l'avant et trois à l'arrière permettent de créer un environnement clair et dégagé dans la salle d'opération et au chevet du patient.

## Fiable

Inserts à code de couleur pour une identification facile des lignes DPT

## Durable

Poignées en caoutchouc améliorées, structure renforcée, conception robuste

## Compatible

Accueille une grande variété de potences IV

## Facile à utiliser

La conception intuitive permet une fixation et un réglage rapides et faciles d'une seule main

## Diversité des environnements d'utilisation

Le support TruClip peut être utilisé pour aider à réduire l'encombrement du matériel dans les salles d'opération, les unités de soins intensifs, les services d'urgence et les laboratoires de cathétérisme cardiaque.



Support TruClip montré avec le système clos de prélèvement sanguin VAMP.

## Efficacité maximale de votre flux de travail clinique

En optimisant le temps pour permettre une organisation rapide et simple des systèmes au chevet, le support TruClip peut améliorer l'efficacité de la surveillance invasive dans l'ensemble de l'hôpital.

La conception polyvalente du support TruClip lui permet de fonctionner avec une variété d'appareils, y compris les transducteurs de pression à usage unique TruWave, les systèmes clos de prélèvement sanguin VAMP adult et VAMP Plus, les ports d'échantillonnage Z-site et les capteurs FloTrac.

Numéro de modèle	Dimensions	Limite de poids	Diamètres des potences IV compatibles
TCLIP05	20,32 cm L x 6,98 cm P x 6,35 cm H (8 po L x 2,75 po P x 2,5 po H)	1,13 kg (2,5 lb)	1,27 cm – 3,81 cm (0,5 po – 1,5 po)

**Depuis plus de 50 ans, Edwards Lifesciences vous aide à prendre des décisions cliniques proactives et à faire avancer les soins aux patients chirurgicaux et gravement malades dans tout le parcours de soins.**

Grâce à sa collaboration continue avec les cliniciens, à son éducation permanente et à son dévouement envers les innovations pratiques, Edwards continue de développer des solutions de prise en charge hémodynamique intelligentes qui fournissent une aide à la décision proactive.

Pour en savoir plus, consultez le site [Edwards.com/TruClip](https://www.edwards.com/TruClip)

**AVERTISSEMENT :** La loi fédérale (États-Unis) prévoit que ce dispositif ne peut être délivré que sur ordonnance médicale ou ne peut être vendu que par un médecin. Veuillez consulter le mode d'emploi pour connaître l'ensemble des renseignements sur la prescription, y compris les indications, les contre-indications, les mises en garde, les précautions d'utilisation et les événements indésirables.

Edwards, Edwards Lifesciences, le logo E stylisé, FloTrac, TruClip, TruWave, VAMP et VAMP Plus sont des marques de commerce d'Edwards Lifesciences Corporation ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2021 Edwards Lifesciences Corporation. Tous droits réservés. PP--US-1766 v2.0 FR

Edwards Lifesciences • One Edwards Way, Irvine CA 92614 États-Unis • [edwards.com](https://www.edwards.com)



Edwards